



Gilson Pipettenservice

Service für alle gängigen Hersteller

Präzision und Langlebigkeit für Ihre Pipette

Pipetten sind Präzisionsinstrumente, auf die Sie sich täglich im Labor verlassen. Damit dies auch so bleibt, müssen sie wie jedes andere Instrument regelmäßig gewartet und kalibriert werden.

In Übereinstimmung mit der ISO 8655 empfiehlt Gilson die Demontage, Reinigung, den Austausch von Verschleißteilen und die Kalibrierung mindestens einmal pro Jahr.

Wir bieten Ihnen verschiedene Service-Lösungen und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

PIPETTENCHECK	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Reinigung	✓	✓	✓
Justierung	✓	✓	✓
Reparatur (Original-Ersatzteile*)	✓	✓	✓
Prüfaufkleber	✓	✓	✓
Zertifikat 2 Volumen/4 Punktmessungen	✓		
Kalibrierschein nach ISO 8655-6		✓	✓
3 Volumen/10 Punktmessungen		✓	✓
Eingangsprüfung 3 Volumen / 4 Punktmessungen			✓**
PREIS €	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Einkanal	29,90	39,90	55,90
Einkanal, fix. Volumen	24,90	34,90	46,90
8-Kanal	52,00	75,00	110,00
12-Kanal	59,00	85,00	119,00

*Eventuell benötigte Ersatzteile werden separat berechnet. Sollte sich die Reparatur nicht lohnen, werden wir Sie benachrichtigen.

**Auf Wunsch als 3 Volumen / 10 Punktmessungen; wird separat berechnet.

Alle Preise gelten pro Pipette zzgl. MwSt.

Kalibrierung nach ISO 17025

Auf Wunsch kalibrieren wir Ihre Pipetten nach ISO 17025. Dieser Service wird separat berechnet. Gerne beraten wir Sie dazu.

Die Kompetenz und der hohe Qualitätsanspruch unserer Kalibrierlabore wurde mit der Akkreditierung nach ISO 17025 durch die DAkkS bestätigt.



Gilson International BV Deutschland - Calibration Lab Limburg

Hoenbergstraße 6 | 65555 Limburg
T +49 (0)6431 2121 5 0 • F +49 (0)6431 2121 5 40



Gilson International BV Deutschland - Calibration Lab Berlin

Innovationspark Wuhlheide | Haus 41 / Eingang B
Köpenicker Straße 325 | 12555 Berlin
T +49 (0)30 657 638 12 • F +49 (0)30 657 638 19